



	<b>IT-GCC- 043</b>  <b>TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES</b>  <b>Sistema de Gases Medicinales</b>  <b>ERRORES DE SECUENCIA</b>	<b>Página</b>
		1
		<b>Fecha</b>
		MAYO/2023


<b>Realizado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Aprobado por</b>
 <b>Farm. Andrea Campos</b>	 <b>Ing. Luis Parlakian</b>	 <b>Ing. Maximiliano Alcaraz</b>


**Para proceder a realizar, analizar y resolver los ERRORES DE SECUENCIA seguir los siguientes pasos:**

1- Acceder al portal de Acceso de la plataforma virtual de Avedis.



- Seleccionar SGM (Sistema de Gases Medicinales)



	<b>IT-GCC- 043</b>  <b>TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES</b>  <b>Sistema de Gases Medicinales</b>  <b>ERRORES DE SECUENCIA</b>	<b>Página</b>
		2
		<b>Fecha</b>
		MAYO/2023

- Ingresar usuario y contraseña

### SCC | Calidad

Ingrese sus credenciales de Acceso





Ingresar

[Olvidé mi password](#)


- Hacer click en Inicio



Inicio

Salir

2- Seleccionar ERROR DE SECUENCIA:



ABM Serie

Alquiler Envases

Error Secuencia

Lotes

Remitos Cant-ED-Vol

Alta Remito

Alquiler Envases

Historial Envase

Primero D

Remitos Granel-Vol


Alta Remito SI

Certificados

Serie (SEI - xls)

Primero D

Serie (Repeticiones)

	<b>IT-GCC- 043</b> <b>TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES</b> <b>Sistema de Gases Medicinales</b> <b>ERRORES DE SECUENCIA</b>	<b>Página</b>
		3
		<b>Fecha</b>
		MAYO/2023

2.1 Consulta de Errores de Secuencia: Seleccionar los siguientes ítems:

1. Cliente: seleccionar cliente o grupo de clientes.
2. Fecha inicial
3. Fecha final
4. Producto
5. Propiedad
6. Envase

Errores de Secuencia de Entregas y Devoluciones							
Cientes	Fecha Inicial	Fecha Final	Producto	Propiedad		Envase	
920 - Municipalidad de la Costa <b>1</b> ▼	<b>2</b>	<b>3</b>	Producto <b>4</b> ▼	NP <b>5</b> <input checked="" type="radio"/>	SP <input type="radio"/>	CIL <input checked="" type="radio"/>	TER <b>6</b> <input type="radio"/>

2.2 Resultados:


2.2.1 Si no hay Errores de Secuencia, se visualizará el siguiente letrero.

Se obtuvieron 0 registros. (Desde: 01-05-2023 Hasta: 31-05-2023) Cliente: (920) Municipalidad de la Costa. Propiedad: NP. Envase: CIL. Producto: (O2) Oxígeno
---

2.2.2 Si hay Errores de Secuencia, se visualizarán el tipo de error y los envases involucrados:

Se obtuvieron 2 registros. (Desde: 01-06-2023 Hasta: 12-06-2023) Cliente: (920) Municipalidad de la Costa. Propiedad: NP. Envase: CIL. Producto: (O2) Oxígeno										
Cliente Seleccionado	Fecha	Remito	Tipo Remito	Producto	N° Serie	Volumen	Movimiento	Cliente	Propiedad	Envase
(018) Hospital de Mar de Ajó	08-06-2023	358515	RDIST	Oxígeno	858896	6.4	D	(018) Hospital de Mar de Ajó	NP	CIL
(018) Hospital de Mar de Ajó	16-02-2023	354608	RDIST	Oxígeno	858896	6.4	D	(018) Hospital de Mar de Ajó	NP	CIL

2.3 Resolver Errores de Secuencia


	<b>IT-GCC- 043</b>  <b>TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES</b>  <b>Sistema de Gases Medicinales</b>  <b>ERRORES DE SECUENCIA</b>	<b>Página</b>
		4
		<b>Fecha</b>
		MAYO/2023

### 2.3.1 Resolver Errores de Doble Entrega

- Chequear que ambas entregas coincidan con los datos del remito
- **Chequear que ambas entregas coincidan con los lotes indicados en el remito**
- Chequear los Historiales de llenado de ambas entregas
- Chequear que el envase no tenga movimientos SP
- Chequear que ambas entregas tengan movimientos en las planillas de portería (Este recurso se utiliza si no se encuentra la solución con los pasos anteriores)
- Chequear que se hayan pasado la totalidad de los remitos
- Recurrir a la Consulta ABM Serie para corregir el error.

### 2.3.2 Resolver Errores de Doble Devolución

- Chequear que ambas devoluciones coincidan con los datos del remito
- Chequear el Historial de llenado del envase de la última devolución
- **Chequear los envases que estaban en el cliente hasta un día antes de la fecha del remito**
- Chequear que el envase no tenga movimientos SP
- Chequear que ambas devoluciones tengan movimientos en las planillas de portería (Este recurso se utiliza si no se encuentra la solución con los pasos anteriores)
- Chequear que se hayan pasado la totalidad de los remitos
- Recurrir a la Consulta ABM Serie para corregir el error.

	<b>IT-GCC- 043</b>  <b>TRAZABILIDAD GASES MEDICINALES</b>  <b>Sistema de Gases Medicinales</b>  <b>ERRORES DE SECUENCIA</b>	<b>Página</b>
		5
		<b>Fecha</b>
		MAYO/2023

### 2.3.3 Resolver Errores de Préstamo de Envases

- Chequear que ambos movimientos coincidan con los datos del remito
- Se crean movimientos virtuales de entregas y devolución dando de altas remitos que internos